

高通量基因體分析核心設施 定序核心設施

Service Application Form

申請者：_____ 單位/系所：_____ 日期：____年____月____日
實驗室主持人：_____ (如同申請者，免填) 電話：_____
申請者 email：_____

IV. Sequenom MassArray Genotyping Platform

SNP number: _____

DNA number: _____

送樣須知：

濃度	10 ng/μl (溶於 10 mM Tris, 1mM EDTA, pH 8.0 buffer) 建議以 NanoDrop 定量或以專一性的定量法定量(如 Pico-Green)
體積	> 30 μl
OD 260/280	1.8-2.0
OD 260/230	> 1.0
運送	以乾冰包裝方式寄送

備註：

1. 送樣樣本在本中心會再進行一次樣本濃度及品質的確認，如有不符合條件的樣本將會告知您。
2. 樣本清單電子檔請寄至 sequence@ym.edu.tw
3. 寄件地址：112 台北市北投區致遠三路六號一樓

(本欄請勿填寫)

代號：_____ 負責人：_____ 收件日期：____/____/____

完成日期：____/____/____

Contact: e-mail: sequence@ym.edu.tw Tel: 02-28267318 / 02-28267319 Fax: 02-2825-0305 劉孜孜 博士

樣 本 清 單

	樣本名稱	濃度 (ng/ul)	體積 (ul)	260/280 ratio	260/230 ratio	備註
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
樣本清單電子檔請寄至 sequence@ym.edu.tw						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												請留空